

Brochure produit

04.09.2026

KERN ODC 88 1

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Avec la caméra oculaire KERN, vous pourrez transformer votre microscope habituel en microscope numérique en remplaçant un oculaire de votre microscope non numérique par une caméra oculaire et en le raccordant à votre PC par USB
- Les appareils photo photo oculaire sont d'une utilisation universelle et peuvent être raccordés au microscope ou à un ordinateur portable ou PC avec un câble USD (USB 3.0)
- L'alimentation s'effectue par le câble USB, une alimentation supplémentaire est donc inutile
- Une synchronisation optimale, un débit d'images élevé et une performance d'image stable faciliteront considérablement votre travail quotidien lorsque vous utilisez notre logiciel PC gratuit VIS 2.0 PRO ou VIS 2.0 LITE
- La livraison comprend un câble USB (longueur : 1,5 m), deux adaptateurs d'oculaire et un micromètre à objets pour étalonner le logiciel
- Diamètres de tubes possibles:
23,2 mm (standard)
30,0 mm (adaptateur d'oculaire)
30,5 mm (adaptateur d'oculaire)
- Résolution caméra 5,1 MP

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
ODC-A2404	Lame d'étalonnage ODC-A2404
ODC-A8106	Adaptateur d'oculaire pour caméras oculaires ODC-A8106 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8107	Adaptateur d'oculaire pour caméras oculaires ODC-A8107 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

SOFTWARE

Modèle	Description
OXM 902	Logiciel pour microscope KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Logiciel pour microscope KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Aperçu des pictogrammes KERN



Interface de données USB : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques



Logiciel : pour la transmission des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour