

Brochure produit

04.09.2026

KERN ODC 86 1

La caméra refroidie pour votre examen professionnel de la fluorescence


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- La caméra ODC 861 avec technique de refroidissement de Peltier a été développée spécialement pour les applications de fluorescence. Elle est capable de bien compenser le bruit d'image dû à une mauvaise luminosité. Elle fournit des images de première qualité grâce à sa résolution élevée et au capteur de couleur CMOS Sony sensible à la lumière. Le boîtier de rangement stable et pratique sert à protéger et à transporter cette caméra premium
- Les images en temps réel peuvent être transférées directement vers le logiciel PC gratuit VIS 2.0 PRO ou VIS 2.0 LITE via l'une des interfaces USB intégrées (USB 3.0 et USB 2.0)
- L'alimentation en courant s'effectue via une unité de courant externe de 12 V
- Balance des noirs possible
- Veuillez en même temps à commander l'adaptateur monture C (seulement possible 1,0×) pour votre microscope KERN

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
822-903	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (UK) 822-903
MLB-A07	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (US) MLB-A09
ODC-A2404	Lame d'étalonnage ODC-A2404
ODC-A8108	Adaptateur d'oculaire pour les caméras de microscope ODC-A8108
YKK-01	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (CH) YKK-01

SOFTWARE

Modèle	Description
OXM 902	Logiciel pour microscope KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO

Modèle	Description
OXM 903	Logiciel pour microscope KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Aperçu des pictogrammes KERN



Interface de données USB : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques



Logiciel : pour la transmission des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour